



# Portaimpronte Impression Trays



MADE IN ITALY





## Portaimpronte Impression Trays

Il portaimpronta serve per rilevare l'impronta delle arcate del paziente e tutti ben conoscono l'importanza di ottenere una impronta idonea fin da subito.

Il successo di una buona impronta dipende, oltre che ovviamente dall'operatore, proprio dal porta impronta, oltre certamente che dal materiale da impronta; la scelta di questo è quindi fondamentale per un risultato soddisfacente.

Una impronta inadeguata provoca una serie di conseguenze che si traducono in perdita di tempo per il dentista ed il paziente, sfiducia del paziente nel dentista, costi aggiuntivi per i materiali, deterioramento della qualità delle relazioni con il laboratorio, insomma una serie di problematiche che vanno oltre la semplice considerazione che l'impronta è da riprendere nuovamente.

La scelta del portaimpronta adatto alle esigenze di ogni singolo paziente assume così importanza strategica nel lavoro del dentista per questo è importante rivolgersi verso quei fabbricanti che hanno la più ampia scelta di forme e materiali. Proprio i materiali da costruzione sono un altro importante punto da esaminare perché concorrono in maniera determinante nella riuscita di una "buona" impronta.

I porta impronta, citando le ormai note indicazioni del 1998 fornite dalla "British Society for Restorative Dentistry", devono avere caratteristiche inderogabili quali la rigidezza, durante l'uso, una superficie sufficiente ad accogliere tutti gli elementi dentari o le mucose per gli edentuli od entrambi per i parzialmente edentuli, facilitare la ritenzione del materiale da impronta, avere un manico che permetta le manovre di estrazione senza cedere e ovviamente di resistere ai processi di disinfezione e sterilizzazione.

Impression trays are used to take an impression of the patient's archs, and everyone agrees it is very important to take a good impression right away.

A good result depends on the dentist's skill, on the impression material, and of course on the quality of the impression tray used - hence the importance of choosing the right tray.

A bad impression has consequences that go beyond the simple need to take a new one: a waste of time for both patient and dentist, patient loss of confidence in the dentist, additional cost, dental laboratory dissatisfaction.

Choosing the right impression tray for each patient is a key requirement, and dentists should favour those manufacturers who offer a broad choice of materials and sizes.

It is worth focusing on materials, as these play a fundamental role in obtaining good impressions.

Based on the recommendations issued by the "British Society for Restorative Dentistry" in 1998, impression trays need to be rigid enough while in use, large enough to fit all teeth mucous membranes for edentulous patients, or a combination of both for partially edentulous patients), capable to retain impression material, and have a handle strong enough to support extraction procedures, as well as disinfection and sterilization.

## Portaimpronte Impression Trays

Portaimpronte in acciaio inox "NEW SUPER" con bordino ritentivo  
 "NEW SUPER" stainless steel impression trays with retention rim



- U1/L1 ● XL
- U2/L2 ● L
- U3/L3 ● M
- U4/L4 ● S
- U5/L5 ○ XS





**NEW SUPER**  
**S2803-10**  
 Serie MAXI da 10 pezzi  
 MAXI set of 10





		A	B
		mm.	mm.
2803-U1	XL	81	63
2803-U2	L	74	60
2803-U3	M	71	55
2803-U4	S	67	53
2803-U5	XS	65	51

		A	B
		mm.	mm.
2803-L1	XL	80	63
2803-L2	L	78	59
2803-L3	M	76	57
2803-L4	S	72	57
2803-L5	XS	69	50



## Portaimpronte Impression Trays

Portaimpronte lisci in acciaio inox "PERMA-LOCK" tipo regular con bordino ritentivo  
 "PERMA-LOCK" solid regular stainless steel impression trays with retention rim



**PERMA-LOCK  
S2807-6**  
Serie MINI da 6 pezzi  
MINI set of 6



**PERMA-LOCK  
S2807-8**  
Serie MIDI da 8 pezzi  
MIDI set of 8



**PERMA-LOCK  
S2807-12**  
Serie MAXI da 12 pezzi  
MAXI set of 12





- U1/L1 ○ XXS
- U2/L2 ● XS
- U3/L3 ● S
- U4/L4 ● M
- U5/L5 ● L
- U6/L6 ● XL





		A mm.	B mm.
2807-U1	XXS	61	47
2807-U2	XS	64	51
2807-U3	S	66	53
2807-U4	M	69	57
2807-U5	L	71	60
2807-U6	XL	73	62

		A mm.	B mm.
2807-L1	XXS	55	47
2807-L2	XS	60	49
2807-L3	S	72	54
2807-L4	M	74	57
2807-L5	L	76	59
2807-L6	XL	78	61




Portaimpronte parziali, "PERMA-LOCK"  
"PERMA-LOCK" partial impression trays



## Portaimpronte Impression Trays

Portaimpronte lisci in acciaio inox "PERMA-LOCK ANATOMIC" con bordino ritentivo  
 "PERMA-LOCK" solid regular stainless steel impression trays with retention rim



Forma anatomica per garantire un migliore rilevamento dell'impronta nella zona del fornice

Anatomically shaped to improve the quality of impression in the fornix area

**ANATOMIC**

**INOX**  
 18/08



**ANATOMIC S2807A-6**  
 Serie MINI da 6 pezzi  
 MINI set of 6



**ANATOMIC S2807A-8**  
 Serie MIDI da 8 pezzi  
 MIDI set of 8









**ANATOMIC S2807A-12**  
 Serie MAXI da 12 pezzi  
 MAXI set of 12







- U6/L6  
  
XL
- U5/L5  
  
L
- U4/L4  
  
M
- U3/L3  
  
S
- U2/L2  
  
XS
- U1/L1  
  
XXS

2807-U6A

2807-U5A

2807-U4A

2807-U3A

2807-U2A

2807-U1A



XL

L

M



S

XS

XXS

		A mm.	B mm.
2807-U1A	XXS	61	47
2807-U2A	XS	64	51
2807-U3A	S	66	53
2807-U4A	M	69	57
2807-U5A	L	71	60
2807-U6A	XL	73	62

		A mm.	B mm.
2807-L1	XXS	55	47
2807-L2	XS	60	49
2807-L3	S	72	54
2807-L4	M	74	57
2807-L5	L	76	59
2807-L6	XL	78	61



XL

L

M

S

XS

XXS



2807-L6

2807-L5

2807-L4

2807-L3

2807-L2

2807-L1



## Portaimpronte Impression Trays

Portaimpronte lisci in acciaio inox tipo regular senza bordino ritentivo  
Solid regular stainless steel impression trays without retention rim



**S2802-6**  
Serie MINI da 6 pezzi  
MINI set of 6



**S2802-8**  
Serie MIDI da 8 pezzi  
MIDI set of 8




**S2802-12**  
Serie MAXI da 12 pezzi  
MAXI set of 12






- U1/L1 ○ XXS
- U2/L2 ● XS
- U3/L3 ● S
- U4/L4 ● M
- U5/L5 ● L
- U6/L6 ● XL





		A	B
		mm.	mm.
2802-U1	XXS	61	47
2802-U2	XS	64	51
2802-U3	S	66	53
2802-U4	M	69	57
2802-U5	L	71	60
2802-U6	XL	73	62

		A	B
		mm.	mm.
2802-L1	XXS	55	47
2802-L2	XS	60	49
2802-L3	S	72	54
2802-L4	M	74	57
2802-L5	L	76	59
2802-L6	XL	78	61




### Portaimpronte parziali Partial impression trays



## Portaimpronte Impression Trays

Portaimpronte lisci in acciaio inox  
 tipo regular "ANATOMIC" senza bordino ritentivo  
 "ANATOMIC" solid regular stainless steel impression trays  
 without retention rim



Forma anatomica per garantire un migliore rilevamento dell'impronta nella zona del fornice

*Anatomically shaped to improve the quality of impression in the fornix area*



**ANATOMIC S2802A-6**  
 Serie MINI da 6 pezzi  
 MINI set of 6









**ANATOMIC S2802A-8**  
 Serie MIDI da 8 pezzi  
 MIDI set of 8



**ANATOMIC S2802A-12**  
 Serie MAXI da 12 pezzi  
 MAXI set of 12





- U6/L6  
  
XL
- U5/L5  
  
L
- U4/L4  
  
M
- U3/L3  
  
S
- U2/L2  
  
XS
- U1/L1  
  
XXS

2802-U6A


2802-U5A

2802-U4A

2802-U3A

2802-U2A

2802-U1A



XL

L

M



S

XS

XXS

		A mm.	B mm.
2802-U1A	XXS	61	47
2802-U2A	XS	64	51
2802-U3A	S	66	53
2802-U4A	M	69	57
2802-U5A	L	71	60
2802-U6A	XL	73	62

		A mm.	B mm.
2802-L1	XXS	55	47
2802-L2	XS	60	49
2802-L3	S	72	54
2802-L4	M	74	57
2802-L5	L	76	59
2802-L6	XL	78	61



XL

L

M

S

XS

XXS



2802-L6

2802-L5

2802-L4

2802-L3

2802-L2

2802-L1

**ANATOMIC**

**PERMA  
lock**

**INOX**  
18/08

**ASA  
CODICOLOR**

## Portaimpronte Impression Trays

Portaimpronte forati in acciaio inox "PERMA-LOCK" tipo regular con bordino ritentivo  
 "PERMA-LOCK" perforated regular tainless steel impression trays with retention rim



- U1/L1 ○ XXS
- U2/L2 ● XS
- U3/L3 ● S
- U4/L4 ● M
- U5/L5 ● L
- U6/L6 ● XL



**PERMA-LOCK S2804-6**  
 Serie MINI da 6 pezzi  
 MINI set of 6



**PERMA-LOCK S2804-8**  
 Serie MIDI da 8 pezzi  
 MIDI set of 8






**PERMA-LOCK S2804-12**  
 Serie MAXI da 12 pezzi  
 MAXI set of 12





		A	B
		mm.	mm.
2804-U1	XXS	61	47
2804-U2	XS	64	51
2804-U3	S	66	53
2804-U4	M	69	57
2804-U5	L	71	60
2804-U6	XL	73	62

		A	B
		mm.	mm.
2804-L1	XXS	55	47
2804-L2	XS	60	49
2804-L3	S	72	54
2804-L4	M	74	57
2804-L5	L	76	59
2804-L6	XL	78	61




Portaimpronte parziali, "PERMA-LOCK"  
"PERMA-LOCK" partial impression trays



## Portaimpronte Impression Trays

Portaimpronte forati in acciaio inox  
 "PERMA-LOCK ANATOMIC" con bordino ritentivo  
 "PERMA-LOCK ANATOMIC" perforated stainless steel  
 impression trays with retention rim



Forma anatomica per garantire un migliore rilevamento dell'impronta nella zona del fornice  
 Anatomically shaped to improve the quality of impression in the fornix area



**ANATOMIC S2804A-6**  
 Serie MINI da 6 pezzi  
 MINI set of 6



**ANATOMIC S2804A-8**  
 Serie MIDI da 8 pezzi  
 MIDI set of 8



**ANATOMIC S2804A-12**  
 Serie MAXI da 12 pezzi  
 MAXI set of 12







- U6/L6  
  
XL
- U5/L5  
  
L
- U4/L4  
  
M
- U3/L3  
  
S
- U2/L2  
  
XS
- U1/L1  
  
XXS

2804-U6A

2804-U5A

2804-U4A

2804-U3A

2804-U2A

2804-U1A



XL

L

M



S

XS

XXS

		A mm.	B mm.
2804-U1A	XXS	61	47
2804-U2A	XS	64	51
2804-U3A	S	66	53
2804-U4A	M	69	57
2804-U5A	L	71	60
2804-U6A	XL	73	62

		A mm.	B mm.
2804-L1	XXS	55	47
2804-L2	XS	60	49
2804-L3	S	72	54
2804-L4	M	74	57
2804-L5	L	76	59
2804-L6	XL	78	61



XL

L

M

S

XS

XXS



2804-L6

2804-L5

2804-L4

2804-L3

2804-L2

2804-L1

**ANATOMIC**

**PERMA<sup>®</sup>  
lock**

**INOX<sup>®</sup>**  
18/08

**ASA  
CODICOLOR**

## Portaimpronte Impression Trays


Portaimpronte forati in acciaio inox tipo regular senza bordino ritentivo  
 Perforated regular stainless steel impression trays without retention rim



**S2801-6**  
 Serie MINI da 6 pezzi  
 MINI set of 6



**S2801-8**  
 Serie MIDI da 8 pezzi  
 MIDI set of 8



**S2801-12**  
 Serie MAXI da 12 pezzi  
 MAXI set of 12



- U1/L1 ○ XXS
- U2/L2 ● XS
- U3/L3 ● S
- U4/L4 ● M
- U5/L5 ● L
- U6/L6 ● XL



2801-U6

2801-U5

2801-U4

2801-U3

2801-U2

2801-U1



XL

L

M



S

XS

XXS

		A mm.	B mm.
2801-U1	XXS	61	47
2801-U2	XS	64	51
2801-U3	S	66	53
2801-U4	M	69	57
2801-U5	L	71	60
2801-U6	XL	73	62

		A mm.	B mm.
2801-L1	XXS	55	47
2801-L2	XS	60	49
2801-L3	S	72	54
2801-L4	M	74	57
2801-L5	L	76	59
2801-L6	XL	78	61



XL

L

M

S

XS

XXS



2801-L6

2801-L5

2801-L4

2801-L3

2801-L2

2801-L1

### Portaimpronte parziali Partial impression trays



2801-L2D

2801-L4D

2801-L6D

2801-L2S



2801-L4S

2801-L6S



## Portaimpronte Impression Trays

Portaimpronte forati in acciaio inox  
 tipo regular "ANATOMIC" senza bordino ritentivo  
 "ANATOMIC" perforated regular stainless steel  
 impression trays without retention rim



Forma anatomica per garantire un migliore rilevamento dell'impronta nella zona del fornice


Anatomically shaped to improve the quality of impression in the fornix area



**ANATOMIC S2801A-6**  
 Serie MINI da 6 pezzi  
 MINI set of 6









**ANATOMIC S2801A-8**  
 Serie MIDI da 8 pezzi  
 MIDI set of 8




**ANATOMIC S2801A-12**  
 Serie MAXI da 12 pezzi  
 MAXI set of 12








- U6/L6  
  
XL
- U5/L5  
  
L
- U4/L4  
  
M
- U3/L3  
  
S
- U2/L2  
  
XS
- U1/L1  
  
XXS

2801-U6A      2801-U5A      2801-U4A      2801-U3A      2801-U2A      2801-U1A



		A mm.	B mm.
2801-U1A	XXS	61	47
2801-U2A	XS	64	51
2801-U3A	S	66	53
2801-U4A	M	69	57
2801-U5A	L	71	60
2801-U6A	XL	73	62

		A mm.	B mm.
2801-L1	XXS	55	47
2801-L2	XS	60	49
2801-L3	S	72	54
2801-L4	M	74	57
2801-L5	L	76	59
2801-L6	XL	78	61




**ANATOMIC**

**INOX**  
18/08

**ASA**  
**CODICOLOR**


## Portaimpronte Impression Trays

Portaimpronte forate in alluminio  
Perforated aluminium impression trays






**S2800-12**  
Serie MAXI da 12 pezzi  
MAXI set of 12





		A	B
		mm.	mm.
2800-U1	XXS	63	48
2800-U2	XS	66	51
2800-U3	S	68	54
2800-U4	M	71	58
2800-U5	L	74	62
2800-U6	XL	76	63

		A	B
		mm.	mm.
2800-L1	XXS	56	48
2800-L2	XS	59	50
2800-L3	S	72	52
2800-L4	M	76	57
2800-L5	L	77	56
2800-L6	XL	78	59



### Portaimpronte parziali Partial impression trays





## Portaimpronte Impression Trays

Portaimpronte forate in alluminio colorate  
Aluminium colour-coded perforated impression trays



		A	B
		mm.	mm.
2814-U0	XS	65	51
2814-U1	S	67	53
2814-U2	M	71	55
2814-U3	L	74	60
2814-U4	XL	81	63

		A	B
		mm.	mm.
2814-L0	XS	69	50
2814-L1	S	72	57
2814-L2	M	76	57
2814-L3	L	78	59
2814-L4	XL	80	63



2814-L4

2814-L3

2814-L2

2814-L1

2814-L0





Portaimpronte monouso in alluminio per implantologia  
 Disposable aluminum impression trays for implantology



**DISPOSABLE**



2880-U6

2880-U5

2880-U4

2880-U3

2880-U2

2880-U1



XL

L

M

S

XS

XXS

2880-L6

2880-L5

2880-L4

2880-L3

2880-L2

2880-L1



XL

L

M

S

XS

XXS



**S2880-12FR**  
 Set da 12 portaimpronte per implantologia più fresa  
 Set of 12 implant impression trays plus bur

**S2880-12**  
 Set da 12 portaimpronte per implantologia  
 Set of 12 implant impression trays



**2880-FR**  
 Fresa in carburo di tungsteno con taglio a spirale fino per la lavorazione di leghe in alluminio  
 Bur in tungsten carbide with thin spiral cut for aluminum alloys working

## Portaimpronte Impression Trays

Portaimpronte lisci in acciaio inox con bordino ritentivo, depressi anteriormente  
 Solid stainless steel anterior depressed impression trays with retention rim

**ANTERIOR DEPRESSED WITH RETENTION RIM**



2810-U7

2810-U4

2810-U1



2810-L22

2810-L21

2810-L20



**S2810-6**  
 Serie MINI da 6 pezzi  
 MINI set of 6

misure sizes	Diagram 1	
	A	B
	mm.	mm.
2810-U1	L	81 67
2810-U4	M	71 64
2810-U7	S	70 57


  

misure sizes	Diagram 2	
	A	B
	mm.	mm.
2810-L20	L	81 60
2810-L21	M	79 57
2810-L22	S	76 54



Portaimpronte forati in acciaio inox con bordino ritentivo, depressi anteriormente  
 Perforated stainless steel anterior depressed impression trays with retention rim

### ANTERIOR DEPRESSED WITH RETENTION RIM



misure sizes			
		A	B
		mm.	mm.
2809-U1	L	81	67
2809-U4	M	71	64
2809-U7	S	70	57

misure sizes			
		A	B
		mm.	mm.
2809-L20	L	81	60
2809-L21	M	79	57
2809-L22	S	76	54



**S2809-6**  
 Serie MINI da 6 pezzi  
 MINI set of 6

## Portaimpronte Impression Trays

Portaimpronte lisci in acciaio inox con bordino,  
per protesi totali  
Solid total denture stainless steel  
impression trays with rim

**EDENTULOUS**



**S2808-8**  
Serie MIDI da 8 pezzi  
MIDI set of 8

misure sizes		A		B		misure sizes		A		B	
		mm.		mm.				mm.		mm.	
2808-U61	L	79	70	2808-L66	L	86	64				
2808-U62	M	76	67	2808-L67	NL	70	64				
2808-U63	NM	70	64	2808-L68	M	73	60				
2808-U64	S	73	60	2808-L69	S	70	57				



Portaimpronte forati in acciaio inox con bordino,  
per protesi totali

Perforated-total denture stainless steel  
impression trays with rim

**EDENTULOUS**



2806-U64



2806-U63



2806-U62



2806-U61



2806-L69



2806-L68



2806-L67



2806-L66

misure sizes				misure sizes			
A		B		A		B	
mm.		mm.		mm.		mm.	
2806-U61	L	79	70	2806-L66	L	86	64
2806-U62	M	76	67	2806-L67	NL	70	64
2806-U63	NM	70	64	2806-L68	M	73	60
2806-U64	S	73	60	2806-L69	S	70	57




**S2806-8**  
Serie MIDI da 8 pezzi  
MIDI set of 8

## Portaimpronte Impression Trays

Portaimpronte forati in acciaio inox per protesi totali -per edentuli-  
Perforated stainless steel impression trays for complete denture -for edentulous-

**EDENTULOUS**



		A	B
		mm.	mm.
	2813-U1	XXS	60 50
	2813-U2	XS	64 54
	2813-U3	S	68 58
	2813-U4	M	70 60
	2813-U5	L	78 64
	misure sizes		

		A	B
		mm.	mm.
	2813-L1	XXS	60 54
	2813-L2	XS	67 55
	2813-L3	S	70 56
	2813-L4	M	74 58
	2813-L5	L	76 60
	2813-L6	XL	80 62
misure sizes			




## Portaimpronte Impression Trays

Portaimpronte forati in acciaio inox per protesi totali -per edentuli-  
Perforated stainless steel impression trays for complete denture -for edentulous-

**MB026-1**  
Compasso inox  
Stainless steel compass



**S2813**  
Serie da 11 pezzi più compasso per impronte definitive  
Set of 11 and caliper for final impressions



Portaimpronte occlusali parziali in acciaio inossidabile  
Partial occlusal stainless steel impression trays



Permettono di prendere l'impronta di due semi-arcate antagoniste  
They allow you to take an impression of two semi-arches antagonistic



Portaimpronte monouso in Plastica  
Disposable plastic Impression Trays

**DISPOSABLE**

Confezione da 24 pezzi per misura  
Packaging of 24 pieces each size




	A	B	A	B	
	mm	mm	mm	mm	
2853E-U1	61	49	2853E-L1	61	50
2853E-U2	65	53	2853E-L2	67	52
2853E-U3	70	59	2853E-L3	72	56
2853E-U4	73	63	2853E-L4	74	58

## Portaimpronte Impression Trays


**Portaimpronte in Policarbonato**  
Polycarbonate Impression Trays




**2852-12**  
Serie MAXI da 12 pezzi  
MAXI set of 12



	A	B	A	B	
	mm	mm	mm	mm	
2852-U1	61	49	2852-L1	61	50
2852-U2	65	53	2852-L2	67	52
2852-U3	70	59	2852-L3	72	56
2852-U4	73	6	2852-L4	74	58




### AUTOCLAVABLE




**Portaimpronte Ortodontiche in Policarbonato -per bambini- "Orthobaby"**  
Orthodontic Polycarbonate Impression Trays -for children- "Orthobaby"




**2850-8**  
Serie MIDI da 8 pezzi  
MIDI set of 8



	A	B	A	B	
	mm	mm	mm	mm	
2850-U1	50	46	2850-L1	52	44
2850-U2	56	51	2850-L2	58	49
2850-U3	59	55	2850-L3	62	53
2850-U4	63	59	2850-L4	66	56



### AUTOCLAVABLE



**Soluzione pronta all'uso a PH neutro**  
per la rimozione di alginato da portaimpronte e strumenti  
PH Neutral solution to facilitate removal of alginate impression material  
from impression trays and instruments

**8020**  
Contenuto 1000 ml.  
Content 1000 ml.



### ASA CLEAN





Portaimpronte in Policarbonato per Edentuli  
Edentulous Polycarbonate Impression Trays

### EDENTULOUS

### AUTOCLAVABLE



#### S2851-24 (2851-U / 2851-L / 2851-U1P)

Serie di 24 portaimpronte in policarbonato più compasso per impronte definitive

Set of 24 polycarbonate impression trays and compass for final impressions

Sterilizzabili in autoclave max 140° C.  
Autoclavable max 140° C.



2851-U1

2851-U2

2851-U3

2851-U4

2851-U5

2851-U6

2851-U7

	A mm	B mm
2851-U1	62	54
2851-U2	63	58
2851-U3	64	58
2851-U4	66	60

	A mm	B mm
2851-U5	70	62
2851-U6	75	63
2851-U7	77	64

#### S2851-7

Serie di 7 portaimpronte in policarbonato  
Set of 7 polycarbonate impression trays



2851-L1

2851-L2

2851-L3

2851-L4

2851-L5

2851-L6

2851-L7

2851-L8

2851-L9

2851-L10

2851-L11

2851-L12

2851-L13

	A mm	B mm
2851-L1	57	49
2851-L2	58	53
2851-L3	60	54
2851-L4	61	55
2851-L5	61	56

	A mm	B mm
2851-L6	61	57
2851-L7	62	57
2851-L8	64	55
2851-L9	64	59
2851-L10	66	57

	A mm	B mm
2851-L11	65	60
2851-L12	67	58
2851-L13	70	59

#### S2851-13

Serie di 13 portaimpronte in policarbonato  
Set of 13 polycarbonate impression trays



2851-U1P

2851-U2P

2851-L1C

2851-L2C

	A mm	B mm
2851-U1P	64	63
2851-U2P	67	57
2851-L1C	75	49
2851-L2C	76	53


## Portaimpronte Impression Trays

Portaimpronte in Acciaio Inox Mod. Ehrlicke  
Ehrlicke Stainless Steel Impression Trays




Per arcate superiori - For upper jaws  
(Fig. 0 per bambini - for children)

	A	B
	mm.	mm.
2811-OB 0	59	52
2811-OB 1	66	52
2811-OB 2	71	62
2811-OB 3	71	64
2811-OB 4	80	70



Per arcate inferiori - For lower jaws  
(Fig. 0 per bambini - for children)




	A	B
	mm.	mm.
2811-UB 0	65	46
2811-UB 1	67	50
2811-UB 2	76	54
2811-UB 3	79	56
2811-UB 4	79	61




Per arcate superiori parzialmente dentate  
For partially toothed upper jaws


	A	B
	mm.	mm.
2811-OP 1	62	50
2811-OP 2	70	56



Per arcate inferiori parzialmente dentate  
For partially toothed lower jaws



	A	B
	mm.	mm.
2811-UP 1	70	55
2811-UP 2	78	59



Per arcate superiori strette  
For narrow upper jaws

	A	B
	mm.	mm.
2811-BS 2	70	54



Portaimpronte in Acciaio Inox Mod. Ehrlicke  
Ehrlicke Stainless Steel Impression Trays



Per arcate superiori edentule  
For edentulous upper jaws

	A	B
	mm.	mm.
2811-OU 1	64	46
2811-OU 2	68	53
2811-OU 3	79	61



Per arcate inferiore edentule  
For edentulous lower jaws

	A	B
	mm.	mm.
2811-UU 1	70	48
2811-UU 2	70	53
2811-UU 3	72	57



**S2811-1**  
Serie MAXI da 10 pezzi  
MAXI set of 10



**S2811-2**  
Serie MINI da 6 pezzi  
MINI set of 6



**S2811-3**  
Serie MAXI da 10 pezzi  
MAXI set of 10



**S2811-4**  
Serie MIDI da 8 pezzi  
MIDI set of 8

## Portaimpronte Impression Trays


Portaimpronte in acciaio inox "NEW SUPER HIGH GRIP"  
 con bordino ritentivo maggiorato e superficie interna microritentiva  
 "NEW SUPER HIGH GRIP" stainless steel impression trays  
 with increased diameter retention rim, and internal high grip satin finish

**HIGH GRIP  
 SATIN STEEL**



**S2803S-10**  
 Serie MAXI da 10 pezzi  
 MAXI set of 10

Superficie interna microritentiva,  
 per una maggiore adesione del  
 materiale da impronta  
*Internal high grip satin finish*






Bordino ritentivo maggiorato  
 (2,1 mm.), per aumentare la tenuta  
 del materiale da impronta sui bordi.  
*Increased diameter (2,1 mm.)  
 retention rim to provide extra grip.*





		A	B
		mm.	mm.
2803S-U1	XL	81	63
2803S-U2	L	74	60
2803S-U3	M	71	55
2803S-U4	S	67	53
2803S-U5	XS	65	51

		A	B
		mm.	mm.
2803S-L1	XL	80	63
2803S-L2	L	78	59
2803S-L3	M	76	57
2803S-L4	S	72	57
2803S-L5	XS	69	50



**HIGH GRIP  
SATIN STEEL**

**NEW  
super**

**INOX<sup>®</sup>**  
18/081

## Portaimpronte Impression Trays

Portaimpronte forati in acciaio inox "PERMA-LOCK HIGH GRIP" con bordino ritentivo maggiorato e superficie interna microritentiva  
 "PERMA-LOCK HIGH GRIP" perforated stainless steel impression trays with increased diameter retention rim and internal high grip satin finish

**HIGH GRIP  
SATIN STEEL**



**S2804S-6**  
Serie MINI da 6 pezzi  
MINI set of 6




**S2804S-8**  
Serie MIDI da 8 pezzi  
MIDI set of 8



**S2804S-12**  
Serie MAXI da 12 pezzi  
MAXI set of 12

Bordino ritentivo maggiorato (2,1 mm.), per aumentare la tenuta del materiale da impronta sui bordi

*Increased diameter (2,1 mm.) retention rim to provide extra grip*



Superficie interna microritentiva, per una maggiore adesione del materiale da impronta



*Internal high grip satin finish*





		A	B
		mm.	mm.
2804S-U1	XXS	61	47
2804S-U2	XS	64	51
2804S-U3	S	66	53
2804S-U4	M	69	57
2804S-U5	L	71	60
2804S-U6	XL	73	62

		A	B
		mm.	mm.
2804S-L1	XXS	55	47
2804S-L2	XS	60	49
2804S-L3	S	72	54
2804S-L4	M	74	57
2804S-L5	L	76	59
2804S-L6	XL	78	61



**HIGH GRIP  
SATIN STEEL**

**PERMA<sup>®</sup>  
lock**

**INOX<sup>®</sup>  
18/081**

## Portaimpronte Impression Trays

Portaimpronte lisci in acciaio inox "PERMA LOCK HIGH GRIP" con bordino ritentivo maggiorato e superficie interna microritentiva  
 "PERMA LOCK HIGH GRIP" solid stainless steel impression trays with increased diameter retention rim, and internal high grip satin finish

**HIGH GRIP  
SATIN STEEL**



**S2807S-6**  
Serie MINI da 6 pezzi  
MINI set of 6




**S2807S-8**  
Serie MIDI da 8 pezzi  
MIDI set of 8



**S2807S-12**  
Serie MAXI da 12 pezzi  
MAXI set of 12

Superficie interna microritentiva, per una maggiore adesione del materiale da impronta  
 Internal high grip satin finish



Bordino ritentivo maggiorato (2,1 mm.), per aumentare la tenuta del materiale da impronta sui bordi  
 Increased diameter (2,1 mm.) retention rim to provide extra grip










		A mm.	B mm.
2807S-U1	XXS	61	47
2807S-U2	XS	64	51
2807S-U3	S	66	53
2807S-U4	M	69	57
2807S-U5	L	71	60
2807S-U6	XL	73	62

		A mm.	B mm.
2807S-L1	XXS	55	47
2807S-L2	XS	60	49
2807S-L3	S	72	54
2807S-L4	M	75	57
2807S-L5	L	76	59
2807S-L6	XL	78	61



**HIGH GRIP  
SATIN STEEL**

**PERMA<sup>®</sup>  
lock**

**INOX<sup>®</sup>**  
18/081

## Portaimpronte Impression Trays

Portaimpronte in acciaio inox con bordino ritentivo "HYDRO-LOCK" con raffreddamento a ricircolo d'acqua per idrocolloidi  
 "HYDRO-LOCK" stainless steel water-cooled impression trays with retention rim



**S2805-10**  
 Serie MAXI da 10 pezzi  
 MAXI set of 10

2805-U1

2805-U2

2805-U3



2805-U4

2805-U5



		A	B
		mm.	mm.
2805-U1	XL	83	62
2805-U2	L	75	60
2805-U3	M	73	53
2805-U4	S	69	54
2805-U5	XS	68	52

		A	B
		mm.	mm.
2805-L1	XL	82	63
2805-L2	L	81	61
2805-L3	M	78	57
2805-L4	S	74	60
2805-L5	XS	71	53



2805-L1

2805-L2

2805-L3

2805-L4

2805-L5





## Uniche al mondo First worldwide

Le portaimpronte ASA DENTAL CODICOLOR sono dotate di un bottone colorato che permette di identificare immediatamente la misura del portaimpronta necessario.

Devi riconoscere rapidamente la misura di un portaimpronta? Devi cercare con urgenza un portaimpronta della grandezza desiderata?

**La soluzione ideale è ASA CODICOLOR**

Inoltre il bottone migliora la presa facilitando la rimozione del portaimpronta.

Il bottone è in materiale plastico autoclavabile.

The ASA DENTAL CODICOLOR impression trays are equipped with a colored plastic button which permits an immediate identification of the requested tray.

Do you need to immediately identify the impression tray's size? Are you searching for a certain size of tray?

**The ideal solution is ASA CODICOLOR**

In addition, the button improves the grip of the handle and facilitates the impression tray removal.

The button is of autoclavable, plastic material.



XL

L

M

S

XS

XXS

L6/U6

L5/U5

L4/U4

L3/U3

L2/U2

L1/U1

**SEDE LEGALE** HEAD OFFICE:

**Asa Dental S.p.A. uninominale**

Via Valenzana di Sopra, 60 - Bozzano - 55054 Massarosa (Lu) - Italy

Tel. +39 0584 938305 - 93363 - 938306

Fax +39 0584 937167

asadental@asadental.it

[www.asadental.it](http://www.asadental.it) - [www.asadental.com](http://www.asadental.com)

**UNITÀ PRODUTTIVE** OPERATIVE UNITS:

Via del Crocicchio, 69 - Bozzano - 55054 Massarosa

Via D. Rontani, 50 - Bozzano - 55054 Massarosa

Lucca - Italy

**STABILIMENTI PRODUTTIVI** PLANTS:

Via delle Piagge, 1/A - Martia - 55014 Capannori

Lucca - Italy

Via Fierla, 13 - Z.I. - 33085 Maniago

Pordenone - Italy

**SEDE U.S.A.** U.S.A. BRANCH:

**Asa Dental USA Corp.**

131 Jericho Turnpike, Suite 202

Jericho - New York 11753 - USA

**SEDE CINA** CHINA BRANCH:

**Asa Dental CHINA CO., LTD**

Room 315, Huaying Building,

Zhong xin Avenue

Tianjin Airport Economic Area

Tianjin - China



**ASA DENTAL**

MAKE PEOPLE SMILE

